

NANOTOUCH PROCELL

İNKÜBATÖR VE STERİL
ÇALIŞMA KABİNİ
DEZENFEKTANI

KULLANIM KILAVUZU

ANLIK DEĞİL
KALICI
DEZENFEKSİYON



Ürünü kullanmadan önce, kullanım ömrü boyunca en iyi verimi alabilmeniz için kullanım kılavuzunu okumanız, kullanım süresince saklamanız ve ürünü kullanım amacı doğrultusunda kullanmanızı önermektayız.

- Ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Güvenlik ile ilgili uyarılara uyun.
- Daha sonraki ihtiyacınız için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ürünle verilen diğer belgeleri de okuyun.

Kullanma kılavuzunda aşağıdaki semboller bulunmaktadır:



Can ve mal açısından tehlikeli durum



Önemli bilgiler

NANOTOUCH PROCELL İNKÜBATÖR - STERİL ÇALIŞMA KABİNİ DEZENFEKTANI NEDİR?

Nanotouch ProCell, IVF laboratuvarlarında kullanılan tüm inkübatörler, steril çalışma kabinleri/yüzeyleri de dahil, hijyenik olması istenen tüm yüzeylerde; mantar, spor, maya, bakteri, mikoplazma ve virüslerin (HIV ve Hepatit B dahil) gelişimini ve kontaminasyonunu engelleyen, uygulandığı yüzeylere bağlanarak kalıcı etki sağlayan yeni nesil dezenfektandır.

Nanotouch ProCell;

- ✓ Toksik ve alerjik olmayan, ekolojik özellikte
- ✓ Alüminyum, krom, nikel, çelik, polikarbon gibi birçok çalışma yüzeyi ile uyumludur.
- ✓ Kokusuz ve saydam,
- ✓ VOC salınımı yapmayan,
- ✓ Alkol, Klor, Aldehit ve Fenol içermeyen,
- ✓ Kullanıma hazır,
- ✓ Oda sıcaklığında depolanabilen,
- ✓ Aşındırıcı olmayan yeni nesil dezenfektandır.

KULLANIM ALANLARI

IVF laboratuvarlarında kullanılan tüm kültür ve hazırlık amaçlı inkübatörler ve steril çalışma kabinleri dahil, hijyenik olmasını isteyeceğiniz alüminyum, krom, nikel, çelik, polikarbon gibi birçok çalışma yüzeyleri ile silikon, plastik ve poliüretan gibi materyaller de olmak üzere güvenle kullanabilirsiniz.



DİKKAT!

Nanotouch ProCell kullanıma hazır dezenfektandır.
Sulandırmayınız, başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM PERİYODU

İnkübatörler : Günlük Kullanıma Uygun
Steril Çalışma Kabinleri/Yüzeyleri : Günlük Kullanıma Uygun

KULLANIM ŞEKLİ

İnkübatör Kullanım Prosedürü

A- İnkübatör İçi Rutin Uygulama Prosedürü

1. Tüm kültürleri ayrı bir inkübatöre taşıyın.
2. İnkübatörü kapatın ve gaz kaynağını kesin.
3. Tüm raflar, raf destekleri, varsa eğer yan/arka havalandırma tıkaçı, su tepsisini eğer su tepsisi yok ise zemindeki suyu boşaltın ve ıslak bölgeleri silerek kurulaşın.
4. Nanotouch ProCell'i tüm yüzeyi kaplayacak şekilde 20-30 cm uzaklıktan spreyleyin. Mikrobiyolojik etki ve yüksek seviye dezenfeksiyon için en az 3 dakika bekleyin.
5. İnkübatörün kapı içini, varsa iç cam kapıyı ve contalarını Nanotouch ProCell ile 20-30 cm uzaklıktan spreyleyin, tüm kenar ve köşelere ulaştığınızdan emin olun. Mikrobiyolojik etki ve yüksek dezenfeksiyon için en az 3 dakika bekleyin.

6. Nanotouch ProCell uyguladığınız tüm yüzeyleri ve contaları steril bez ile yayarak kurulayın.

7. Raflar, destekler, varsa yan/arka havalandırma tapası ve su tepsisini Nanotouch ProCell ile spreyleyin. Mikrobiyolojik etki ve yüksek dezenfeksiyon için en az 3 dakika bekledikten sonra steril bez ile yayarak kurulayın.

8. Sökülen ve Nanotouch ProCell uygulanan tüm parçaları tekrar yerine takın. İnkübatörünüz kullanıma hazırdır.

UYARI



Yüksek sıcaklık dekontaminasyon özelliği olan inkübatörlerde yüksek sıcaklık dekontaminasyon özelliğini kullanmadan inkübatörünüzü başlatın. Yüksek sıcaklık, Nanotouch ProCell'i bağlandığı yüzeylerden ayırarak buharlaşmasına sebebiyet verebilir.

B- İnkübatör Dışı Rutin Uygulama Prosedürü

1. İnkübatör dış yüzeyinde (ve varsa alt tepsisinde) görünür kirlilik var ise distile su ile ıslatılmış temiz bir bez ile görünür kirlilik uzaklaşınca kadar silin.

2. Parçacık bırakmayan bir bezi Nanotouch ProCell ile ıslatın ve dış yüzeyleri (özellikle kapı kollarını) silin.

UYARI



Spreylenerek kullanılan tüm temizleyici ve dezenfektan gibi sıvıları hassas tuşlar ve ekranlarda direkt kullanmayın. Nemlendirilmiş bir mikrofiber bez ile silmeyi tercih edin.



NOT: Kontaminasyon oluşmuş ya da ilk kez devreye alınan inkübatöre Nanotouch ProCell uygulama prosedürü için lütfen ürün satın aldığınız yetkili satıcınız ile temasa geçiniz.

Steril Çalışma Kabinleri/Yüzeyleri Kullanım Prosedürü

1. Nanotouch ProCell'i tüm yüzeyi kaplayacak şekilde, 20-30 cm uzaklıktan spreyleyin. Mikrobiyolojik etki ve yüksek seviye dezenfeksiyon için en az 3 dakika bekleyin.

2. Nanotouch ProCell uyguladığınız tüm yüzeyleri steril bez ile yayarak kurulayın.

3. Görünür kirlilik oluşma riskini engellemek için gündelik olarak steril distile su/steril bez ile silinerek günlük çalışmalarınızı yapabilirsiniz.

DİKKAT!



Nanotouch ProCell bu kılavuzda belirtilen prosedürden başka hiçbir şekilde kullanılmamalıdır, içilmemelidir.

AKTİF BİLEŞEN

Kullanıma hazır QAC-Si

RAF ÖMRÜ

Oda Sıcaklığında depolanması şartı ile en az 2 yıl Açılmış ambalaj 3 ay

AMBALAJ FORMU

100ml, 250ml, 500ml, 1L, 5L